



恒温槽

オートテンパー[®]シリーズ AUTO-TEMPER

● 目的に合った機種をお選びください。


血液検査室・生化学検査室・血清検査室・細菌検査室及び研究室 etc.

- 試料が少ない場合(微量)でも水面を低くできます。(5.5cm～9cm)ので、試験管が浮きません。
- 攪拌の強さはツマミにより変えられますので、試験管が動いてはいけない場合などに便利です。
- 本体と水槽が分離しますので、水の交換も簡単です。
- 安全装置(空だき防止温度ヒューズ)がついております。

オートテンパー Model SW-707

小試・中試50本用


仕様	温度精度	±0.2℃	ヒーター	300W
	温度範囲	室温～65℃	電源	100V.AC
	攪拌方法	特殊循環ポンプ	水槽	透明塩ビ底黒
	本体寸法	長さ240×幅85×高さ220mm		
	水槽寸法	長さ250×幅250×高さ115mm		



オートテンパー Model SW-707M

小試・中試100本用

仕様	温度精度	±0.2℃	ヒーター	500W
	温度範囲	室温～65℃	電源	100V.AC
	攪拌方式	特殊循環ポンプ	水槽	透明塩ビ底黒
	本体寸法	長さ240×幅85×高さ220mm		
	水槽寸法	長さ380×幅250×高さ115mm		




オートテンパー Model GW-901

小試・中試150～300本用

仕様	温度精度	±0.2～0.3℃	ヒーター	500W+500W
	温度範囲	室温～65℃	電源	100V.AC
	攪拌方式	特殊循環ポンプ	水槽	透明塩ビ底黒
	本体寸法	長さ300×幅100×高さ235mm		
	水槽寸法	長さ500×幅320×高さ130mm		

GW-901L 水槽寸法 長さ600×幅340×高さ130mm



恒温水槽の水の汚染防止剤クリーンA

防藻・防錆・防蝕・殺菌作用により約60日間水の交換不必要
500ml, 1000mlホリビン入(水に約1～2%添加)

恒温水槽の水アカ除去剤クリーンM

恒温槽のヒーターや温度調節器の感温部に付着している水アカやサビを除去します。

1.2kgホリビン入(水に約1～3%添加)



THERMAL KAGAKU SANGYO CO., LTD.