
### X線造影剤 — バリウム液の振とう攪拌器

# バリウム シェーカー

MODEL BR-12

水平振とう+ロール回転で効率よく攪拌します。



バリウムゾルのビン又は缶の沈澱物を短時間で均一にします。 また、大量に掛けられますので集団検診車での使用にも最適です。

#### ■特 長

- 振とうしながらビン又は缶を脱着できます。
- 振とう速度がスムーズに可変できます。
- 回転させながら水平振とうしますのでムラなく速く均一になります。

#### ■仕様

掛 数 300ml ボトル8本 又は1.21 ボトル4本

タイマー O~30分(連続ON付)

振とう数 0~170回/分

振 幅 50mm

振とうスペース W415×D385mm

外形寸法 W535×D395×H225

E - 9 - DC100V **40W** 

電 源 AC100V 50/60Hz

重 量 20kg



製造・発売元

## サーマル化学産業株式会社

〒179-0083 東京都練馬区平和台 3-6-16/TEL(03)3550-9171(代)/FAX(03)3550-9173