

Thermal Chemical Industry Co.,Ltd.



ダイレクトミックス MODEL TS-100K



■仕様

10~100本 W240×D230×H200(mm) ボルトにより上下調節可能 強力偏心うず巻 0~30min・連続ON 断続攪拌・連続攪拌 DC100V 120W 500~3000rpm AC100V 5A 50/60Hz W390×D320×H575(mm) 34kg

試験管立ごと100検体直接撹拌

■ 特徴

- 試料を試験管立て事一度に100本同一条件で撹拌処理できます
- 撹拌モーターを120Wに変更した強力モデル

マイクロチューブ、マイクロプレート、各種試験管、バイアル瓶、フラスコを容器立ごとに同一強さで撹拌、振とう、乳化、分散、抽出、混合、振とう培養できます。 病院、臨床検査センター、各医学、理化学、研究所で幅広く使用できます。

サーマル化学産業株式会社

〒179-0083 東京都練馬区平和台3-6-16 TEL 03-3550-9171 FAX 03-3550-9173