

マルチウォーマー容量比較表

	AW-20	AW-35	AW-48
外寸(mm)	W410 D210 H275	W510 D260 H275	W620 D310 H260
有効寸法(mm)	W250 D200 H220	W350 D250 H220	W450 D300 H220
到達温度27-38℃	5分	10分	10分
庫内液温度上昇25-36℃	40分	40分	30分
血液造影剤100mlボトル入り数 48Φ × 120H	20本	35本	48本
バリウム350mlボトル入り数 66Φ × 131H	9本	15本	24本
血液造影剤シリンジ入り数 50Φ × 200L	12本	20本	50本
定価	¥130,000	¥170,000	¥220,000

バリウムウォーマー容量比較表

	BW-106	BW-112
200CC	12本(伏見製薬) 16本(カイゲン缶)	20本(伏見製薬) 24本(カイゲン缶)
300CC	12本(カイゲン缶)	18本(カイゲン缶)
600CC	8本(伏見製薬) 9本(カイゲン缶)	11本(伏見製薬) 12本(カイゲン缶)
定価	¥85,000	¥95,000

サーマル化学産業株式会社

〒179-0083

東京都練馬区平和台3-6-16

TEL: (03)3550-9171

FAX: (03)3550-9173